
SCHEDA TECNICA

LENOPLAST

Benda elastica adesiva

Classification (RD1591/2009): Class I

Notified Body Number CE: -

Manufacturer: FARMABAN s.a.



CODE	MEASURES	EAN 13 CODE	SELLING UNIT
1105	5 cm x 2.7 m	8 4280 12 51105 5	60
1106	7.5 cm x 2.7 m	8 4280 12 51106 2	60
1107	10 cm x 2.7 cm	8 4280 12 51107 9	60

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La benda Lenoplast è composta da:

- 100% cotone tessuto elastico longitudinale sbiancato
- Ossido di zinco e colofonia naturale massa adesiva a base di gomma porosa riverstita sulla superficie del tessuto.
- Film bianco HDPE.
- Interno bianco PP senza bordi taglienti.
- In cellophane con stampa PP.

2. CONFEZIONAMENTO

2.1 Presentazione confezionamento

- Scatole in cartone ondulato con 30 unità.
- Unità di vendita: 2 scatole da 30 unità avvolte in confezioni PE

3. DESCRIZIONE

LENOPLAST E.H. è un bendaggio adesivo elastico longitudinale.

4. PROPRIETA'

L'estensibilità è dovuta al suo speciale tessuto che permette l'estensione longitudinale.

IL bendaggio presenta bordi che prevengono lo sfilacciamento, evitando eventuali problemi di costrizione degli arti ove applicato. La benda è di colore bianco con linea guida centrale gialla.

Composto da ossido di zinco e adesivo in gomma naturale a base di colofonia con elevata forza adesiva.

Rivestito con massa adesiva in uno strato di massa sottile, uniforme e poroso che consente la traspirazione della pelle e ne impedisce l'umidità.

La benda è avvolta in un nucleo di plastica (diametro cm.18) che aiuta l'applicazione impedendo al personale sanitario eventuali tagli.

Technical characteristics:

Peso della benda (g)	5 cm	54+/- 7
	7.5 cm	81 +/- 10
	10 cm	108 +/- 13
Larghezza (mm)*	5 cm	50 +/- 1.5
	7.5 cm	75 +/- 2.5
	10 cm	100 +/- 2.5
Diametro (mm)	55 +/- 5	
Forza adesiva (cN/cm)*	Min. 100	
Estensibilità (%)	70 +/- 10	
Recupero (%)*	Max. 80	
Peso adesivo per area (g/m ²)	90 +/- 15	
Lunghezza iniziale (m)	2.7 (Min. 2.6)	
Lunghezza in estensione (m)	4.4-5.0	

* according to Farmacopea europea (1991)

6. DESTINAZIONE USO

Il prodotto è indicato per bendaggi di sostegno, compressione e fissaggio

7. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Essendo un bendaggio di compressione non deve essere utilizzato su pazienti con diabete o problemi arteriosi.

Non deve essere utilizzato su pazienti allergici al lattice di gomma naturale o colofonia

8. PRECAUZIONI

Applicare sempre la benda su pelle asciutta e pulita.

Per fissaggio medicazioni applicare la benda senza stress e leggermente dal centro della medicazione ai bordi. Non fissare un bordo e tirare la benda per assicurare il bordo opposto (può causare lesioni cutanee)

8. DURATA

3 anni stoccata in luogo fresco e asciutto (<25°C).